



Nachhaltige Heilung lässt sich nicht auf die Schnelle erreichen.

*Wir haben das niederenergetische Magnetfeld mit dem speziellen **equimag**[®] Impuls entwickelt.*

Tierärzte, Therapeuten, Pferde- und Stallbesitzer sowie Sport- und Freizeitreiter finden bedarfsgerechte Lösungen in einem aufbauenden System.

Magnetfeldbehandlung für Pferde und Kleintiere

**equimag -
Impuls für Pferde**







Pulsierende Magnetfelddecken-Sets für eine ganzheitliche Anwendung

equimag expert

equimag expert ist speziell für den Premium-Anwender der pulsierenden Magnetfeldtherapie (PMFT - Pulsed Magnetic Field Therapy) und Pferde-Profis entwickelt. Mit dem bewährten equimag Impuls erfüllt das Profi-Set bei Anwendung und Wirksamkeit auch Ihre Wünsche.

equimag expert wird für ganzheitliche Anwendungen eingesetzt und empfohlen - fragen Sie uns nach Details.

Neben dem Deckenapplikator ist zusätzlich ein Intensivstab für punktuelle Anwendungen erhältlich. Das equimag expert Gamaschen-Set eignet sich für die Anwendung der Magnetfeldtherapie an den Beinen und Gelenken der Pferde, aber auch als Rückenauflage bei sehr kleinen Pferden wie Ponys.

equimag expert Air

Unser equimag expert Air ist die Lösung für den Sommer. Oder während des Transports im Pferdeanhänger. Oder unterwegs auf Turnieren. Gerade in der heißen Jahreszeit benötigen unsere Pferde Unterstützung für die Gesundheit und die Leistungsbereitschaft. Der seit nahezu 20 Jahren erfolgreich bei Pferden eingesetzte equimag Impuls erfüllt diese Aufgabe jetzt auch ohne lästiges Schwitzen und Hitzestau unter der Therapiedecke.

equimag expert Air besteht aus einer Fliegendecke mit verschiebbarem, einzigartigem Spulenvlies für eine optimale Passform. Kein Wärmestau, aber mit der gewohnten, den ganzen Körper umfassenden equimag Behandlung.

equimag expert Kleintiere

Das equimag expert Kleintierset ist speziell für die Bedürfnisse der kleineren Tiere wie Hunde oder Katzen konzipiert. Der 90 x 70 cm große Decken-Applikator wird als Liegefläche verwendet und basiert, wie die Premium-Magnetfeldtherapie-Sets für Pferde, neben der charakteristischen equimag expert Magnetfelddecke und dem bewährten equimag expert Steuergerät auf dem equimag Impuls mit verschiedenen Programm-Kombinationen.

Das Kleintier-Set bietet Ihnen bedarfsgerechte Lösungen für Hunde, Katzen, und andere Kleintiere innerhalb eines aufeinander aufgebauten Systems über therapeutische Zeiteinstellung auf Basis der equimag Grundprogramme.





Pulsierende Magnetfelddecken-Sets für eine ganzheitliche Anwendung

equimag expert Grundausstattung

- equimag expert Deckenapplikator / Magnetfelddecke (175 cm Gesamtlänge, ca. 3 kg)
- equimag expert Steuergerät
- Zubehör wie elastischer Bauchgurt, Geräte-tasche für Steuergerät, Reinigungsset, Transporttasche, Bedienungsanleitung, Download mit Anwenderinformationen und Video-Anleitung
- Weiteres optionales Zubehör verfügbar



equimag expert Profi-Ausstattung

- equimag expert Deckenapplikator / Magnetfelddecke (175 cm Gesamtlänge, ca. 3 kg)
- equimag expert Steuergerät
- equimag expert Halsteil
- equimag expert Intensivstab
- zwei equimag expert Gamaschen
- Zubehör wie Grundausstattung



equimag expert Gamaschen-Set

- für die Behandlung der Pferdebeine. Auch für kleine Pferde oder als Hundematte.
- zwei equimag expert Gamaschen ODER eine equimag expert Gamasche + ein equimag expert Intensivstab
- equimag expert Steuergerät
- Zubehör wie Grundausstattung







Die Sommer-Ausstattung für die Ganzkörper-Anwendung

equimag expert Air - die leichteste Variante unter den equimag Magnetfelddecken

- equimag expert Air Therapiedecke (Fliegen-
decke mit zweiteiligem Spulenpad) für den
Rücken - Deckengrößen von 135 bis 155
erhältlich
- equimag expert Air Fliegendecken-Halsteil mit
einteiligem Spulenpad (Spulenpad auch als
Gamasche nutzbar)
- weiteres Zubehör

equimag expert Air

- als **Komplett-Set**
inklusive Steuergerät
- als **Applikatoren-Set**
zur Ergänzung eines
vorhandenen equimag
expert Steuergerät

equimag expert Air ist die Lösung, wenn es draußen wärmer wird. Gerade in der heißeren Jahreszeit benötigen unsere Pferde Unterstützung für die Gesundheit und die Leistungsbereitschaft. Der seit nahezu 20 Jahren erfolgreich bei Pferden eingesetzte equimag Impuls erfüllt diese Aufgabe jetzt auch ohne lästiges Schwitzen und Hitzestau unter der Therapiedecke.

Das Magnetfeldtherapie-Set besteht aus einer Fliegendecke mit verschiebbarem, einzigartigem Spulenvlies für eine optimale Passform. Kein Wärmestau, aber mit der gewohnten, den ganzen Körper umfassenden equimag Behandlung.

equimag expert Air kann wahlweise mit oder ohne Halsteil angewendet werden. Die verfügbare Standardgröße hat ein Rückenlängenmaß von 135 cm. Größere und kleinere Rückenlängen sind auf Anfrage lieferbar. Mittels Klett-Flausch Verbindung kann das Spulenvlies passend verstellt werden.

equimag expert Air ist eine leichte und gut anpassbare, luftige Therapiedecke. Ideal auch für die Anwendung während des Transports der Pferde, auf Turnieren und anderen Veranstaltungen.

Kein Hitzestau
Fliegendecke mit der bewährten
equimag Technologie







equimag expert Kleintier-Set

Das equimag expert Kleintier-Set ist ideal zur Anwendung der Magnetfeldtherapie für liegende Tiere wie Hunde oder Katzen. Die Liegefläche ist mit 70 x 90 cm ausreichend auch für größere Hunde geeignet. Das im Set enthaltene equimag expert Steuergerät erlaubt aufgrund der Vielzahl der Programm-Kombinationen eine ganzheitliche Therapie der Tiere - und ist dennoch leicht zu bedienen.

- equimag expert Magnetfeldmatte (70 x 90 cm)
- equimag expert Steuergerät
- weiteres Zubehör wie Gerätetasche für das Steuergerät, kleine Transporttasche, Bedienungsanleitung zum Download mit Anwenderinformationen

Optional erhältlich:

- equimag expert Kleintier-Magnetfeldmatte (70 x 90 cm) als Ersatz oder als Ergänzung zu den equimag expert Applikatoren-Sets

Anwendungsbeispiele der equimag Magnetfeldtherapie

- Prophylaxe für Gesunderhaltung, Beweglichkeit, Muskelaufbau und Leistungsfähigkeit
- Prophylaxe für Organismus und Muskulatur
- Boxenruhe nach Operation, z.B. Organismus, Immunsystem und Selbstheilungskräfte stabilisieren und Muskelabbau minimieren
- Allgemeine Rekonvaleszenz
- Allgemeine Schwächen und Krankheiten stabilisieren
- Mangelnde Bewegung kompensieren
- Aktivierung oder Entlastung von Gelenken, Muskeln, Sehnen und Bändern vor und nach sportlichen Leistungen
- Begleitung von therapeutischen und tierärztlichen Behandlungen
- Degenerative Veränderungen oder Verletzungen
- Die Behandlung von Atemwegserkrankungen unterstützen z.B. in Kombination mit Inhalation
- Haltungsbedingte Schwierigkeiten wie Allergien
- Unterstützung von Problemen der Muskulatur und des Bewegungsapparates wie Muskulatur, Knochen, Gelenken, Sehnen und Bänder
- Unterstützung von Problemen des Verdauungsapparates wie Magen und Darm





Magnetfelddecken-Set für das kleinere Budget

equimag compact - robustes System für den Dauereinsatz

- equimag compact Deckenapplikator (70 x 75 cm)
- equimag compact Steuergerät
- Zubehör wie elastischer Bauchgurt, Leder-Etui für das Steuergerät, Reinigungsset, Transporttasche, Bedienungsanleitung mit Anwenderinformationen und Video-Anleitung zum Download
- optional Gamaschen als Ergänzung oder Ersatz erhältlich

Speziell für Einsteiger der Magnetfeldtherapie und budget-orientierten Tierbesitzer entwickelt.

Die Anwendung des bewährten equimag compact-System ist einfach und sicher durchzuführen. Sie erhalten mit diesem Set ein robustes System mit Steuergerät. Geeignet für alle Pferdegrößen für klein- und großflächige Anwendungen, mit nachhaltiger Leistung überzeugend,

Hohe Qualität und noch einfachere Handhabung zeichnen dieses System aus.

Therapeuten schätzen aufgrund der Größe und des Gewichts die einfache Transportmöglichkeit zu den Patienten im Stall. Reiter kleinerer Pferde loben trotz der Programmvierfalt die einfache Bedienung.

equimag compact ist besonders bei Therapeuten und Reitstallbetreibern beliebt. Z. B. als Leihgerät für Pferde, die über einen längeren Zeitraum behandelt werden sollen.

Anwender berichten

“ ... nach Entfernung eines der Sarkoide schloss sich die Wunde nicht. Nach einer Woche Behandlung mit dem equimag Intensivstab war die Wunde wieder mit Haut überdeckt und das Fell fing wieder an zu wachsen. ...”

Heike

“... Ich habe das Gefühl, dass meine Stute die Behandlung genießt und es jeden Tag etwas weniger schmerzt. Sie ist mittlerweile durch die Behandlung weniger schmerzempfindlich und gibt mir wieder bereitwillig ihren Hinterhuf ...”

Lidija

“... verengte Venen, Piephacken oder bei Verletzungen am Knie, Fesselkopf u.a. Seit vielen Jahren durchweg positive Erfahrungen mit der equimag Magnetfeldtherapie ...”

Debby

“... Pferd mit Fesselringbandschaden und einer entsprechenden Operation ... nur eine Woche nach Beginn der Behandlung!): Lauffreudig, lebhaft, irgend etwas hat sich verändert. So habe ich mein Pferd, seit dem es krank ist, nicht mehr gesehen ...”

Annette

“ ... Ataxie ... mein Kaltblüter ging die L-Dressur nicht mehr ... Ich bin der Überzeugung, dass ohne die equimag Magnetfelddecke das Pferd nicht mehr reitbar wäre...”

Andrea

Wirkung der Magnetfeld- behandlung auf das Immunsystem

Die Natur lässt sich nicht überlisten

Ein stabiles Immunsystem ist der Ursprung allen Lebens und gleichzeitig wichtigste Voraussetzung für Gesundheit und Vitalität.

Genau hier setzt die Magnetfeldbehandlung von equimag an: Ein künstlich erzeugtes, **pulsierendes Magnetfeld im niederenergetischen Bereich** spricht die Zellenergie ganzheitlich an, unterstützt den natürlichen Zellstoffwechsel und schafft damit die gesunde Basis, Heilung und Prävention nachhaltig zu unterstützen.

Therapeuten überzeugt von der equimag Magnetfeldtherapie

Pferdetherapeuten, Pferdephysiotherapeuten, Tier-Osteopathen, Tier-Heilpraktiker und natürlich viele Tierbesitzer sind seit langem überzeugt von der Magnetfeldbehandlung zur Therapie und Prävention bei Pferden. Eingesetzt wird die Magnetfeldtherapie aber auch bei Kleintieren wie Hunde oder Katzen.

Bevorzugt werden die equimag Magnetfelddecken gerade von Profis aufgrund der Qualität eingesetzt. Bei vielen Diagnosen werden den tierischen Patienten wegen der Wirksamkeit die equimag Magnetfeldtherapie-Sets empfohlen.

Der equimag Impuls - mit den Kräften der Natur

Bei equimag setzen wir auf die natürliche und nachhaltige Wirkung pulsierender Magnetfelder auf die Zellen und die Zellenergie im Körper von Mensch und Tier.

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war: Die körpereigene elektromagnetische Energie kann bei Mangel-, Erschöpfungs- und Krankheitszuständen durch ein therapeutisches Magnetfeld wieder aufgebaut werden, so dass sich der Energiehaushalt harmonisieren und sich speziell Zellstoffwechsel, Immunsystem und Selbstheilungskräfte im Organismus anregen lassen.



equimag Steuergeräte

equimag expert

Das equimag expert Steuergerät besitzt zwei Intensitätsstufen und die drei Magnetfeld-Grundprogramme Basis, Vital und Relax. Durch Kombinationen ergeben sich zusammen mit dem Programm für die Prophylaxe acht Programm-Kombinationen.

Anschluss von bis zu vier Applikatoren möglich.

Für alle akuten Entzündungsprozesse, Gelenk- und Atemwegsbeschwerden, akute Schmerzprozesse, Wunden und Schwellungen, chronischen Gelenksproblemen, chronisch-allergische Prozesse, die begleitende Unterstützung bei Stallruhe, Leistungssteigerung im Training, oder der Energieaufbau allgemein und die Unterstützung des Stoffwechsels. Auch zur Rekonvaleszenz von Knochen-, Knorpel- und Sehngewebe sowie zur Regeneration des Pferdes nach dem Reiten.




equimag compact

Mit dem bewährten exponentiellen Magnetfeldimpuls arbeitend, ändert sich die Nord-Süd-Polarität automatisch.

Liefert eine einheitliche Intensitätsstufe - den Decken-Applikatoren angepasst.

Mit Laufzeiten von 12 bis zu 48 Minuten. Dabei entspricht die jeweilige Laufzeit unterschiedlichen Programmen/ Indikationen:

Einschleichen in die Therapie, akute Entzündungen, akute Atemwegsprobleme, Schmerzen, Wunden, Regulierung der Zellenergie, Verbesserung des Gesamtstoffwechsels, beschleunigter Heilprozess, Lösen von Blockaden oder die Energie-Regulierung mit nachwirkender Entspannung.



equimag Intensivstab

Zubehörteil

Der Intensivstab dient der lokalen (punktuellen) Therapie.

Auch während das Pferd mit dem Deckenapplikator behandelt wird, kann der Intensivstab mit dem 2. Ausgang des Steuergerätes betrieben werden. Eine Behandlungszeit von 2 bis 5 Minuten ist dabei ausreichend. Insbesondere an den Augen sollte die Anwendungszeit von 5 Min. nicht überschritten werden.

Eine Behandlung an Akkupressurpunkten ist hiermit möglich und sehr hilfreich.

Hinweis: Der Intensivstab kann nur in Verbindung mit dem optional erhältlichen equimag expert Steuergerät verwendet werden. In der equimag expert Profi-Ausstattung und im equimag expert Gamaschen-Set B ist der Intensivstab bereits erhalten.

Effekte der equimag Magnetfeldbehandlung

- Bessere Ernährung und Energieversorgung aller Zellen
- Verbesserung der Durchblutung

- Verbesserte Sauerstoffanreicherung im Gewebe
- Beschleunigte Zellregeneration Haut-Nerven-Knochen-Knorpel- Bindegewebe

- Schmerzminderung
- Stärkung und Regulierung des Immunsystems
- Aktivierung des Gesamt-Stoffwechsels

Der equimag Impuls

Herkömmliche Magnetfelddecken-Systeme haben häufig das Ziel, Anwendern mit veränderter physikalischer Frequenz einen schnellen ‚Vorführeffekt‘ zu suggerieren. Dopingähnliche Resultate wollten wir bewusst vermeiden.



Vielmehr war es unser Bestreben, mit den eigens entwickelten pulsierenden Systemen auf die natürlichen Schwingungen im Organismus zu setzen und diese bestmöglich zu unterstützen.

Zahlreiche Versuche und Tests konnten die Anforderungen an ein hochwertiges Therapiegerät für Pferde und Kleintiere erfüllen. Um uns von anderen Anbietern am Markt zu distanzieren, entwickelten wir eine Decke, die sich von Therapeuten, Stallbesitzern und Medizinern ebenso wie Sport- und Freizeitreitern praktisch in den Pferdealltag integrieren lässt.

Im Gegensatz zu Geräten mit sehr hohen Magnetfeldstärken und Frequenzen steht das Hauptaugenmerk dabei auf pulsierende Magnetfelder mit an die wissenschaftlichen Erkenntnisse angepassten Impulsen.

Für die gewünschte zellstoffwechsellanregende Wirkung verfügen die Systeme über eine komplexe, ineinander verwobene Anzahl von Frequenzen und Programmen, die Zellenergie und Mikrozirkulation ganzheitlich ansprechen, individuell im Organismus sehr unterschiedlich zum Ausdruck kommen und dabei stets zusammenwirken.

Herzstück der Magnetfeldtherapie ist das impulsgebende Steuergerät:

Es generiert in den Applikatoren ein niederenergetisches, elektromagnetisches Feld, welches die körpereigenen Zellen ohne Nebenwirkungen aufnehmen können.

Weitere Besonderheit stellt der equimag Impuls dar, bei dem sich die Polarität alle zwei Minuten ändert. Denn zu den wichtigsten Punkten zählt: Die Anwendung sollte - angelehnt an die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation - sanft und absolut schadenfrei für Pferde sein. Oberstes Ziel war, das natürliche Magnetfeld der Erde als Richtschnur zu nehmen und die therapeutische Frequenzen und Feldstärken bestmöglich zu begrenzen.

Ein modernes Therapiegerät sollte zudem auch hinsichtlich der Flussdichten den natürlichen Schwingungen entsprechen, um das Amplitudenfenster ausnutzen zu können, also die Bandbreite der Schwingungshöhen bei vorgegebener Frequenz.

So sorgt der eigens entwickelte equimag Impuls unter anderem dafür, dass kranke oder geschwächte Zellen wieder Energie bereitstellen können, um das elektrische Potenzial an der Zellmembran für den Stoffwechsel aufrecht zu erhalten.

Nur die auf sanften, natürlichen Impulsen basierende Magnetfeldtherapie im niederenergetischen Bereich wurde gemäß der Berichte unserer Anwender auch wirklich nachhaltig in der Wirkung bewertet. Das bestätigen uns Kunden und Therapeuten täglich aufs Neue.



Anwendungsbereiche der equimag Magnetfeldtherapie

Gesundheit, Wohlbefinden und Rittigkeit unserer Pferde sind für uns das A und O und für ein langes, gesundes Leben unserer Pferde von elementarer Bedeutung. Für Berufsreiter und professionelle Stallbetreiber ist die Pferdegesundheit die zentrale Basis der täglichen Arbeit und zudem das Kapital ihrer beruflichen Existenz.

Stärkung des Immunsystems

Im Gegensatz zum schnellen ‚Vorführeffekt‘ wirkt die **pulsierende Magnetfelddecken-Anwendung** nachhaltig auf den Zellstoffwechsel und stärkt so das Immunsystem. Sie unterstützt als ganzheitliche Therapie die Gesunderhaltung, Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Pferde, kann therapeutische Maßnahmen sinnvoll begleiten und hilft vorbeugend und zur Regeneration nach Erkrankungen.

Die pulsierende Magnetfeld-Anwendung unterstützt zudem therapeutische und tierärztliche Behandlungen, die in einen entspannten Organismus hinein optimal wirken können.

Darüber hinaus helfen Magnetfeld-Behandlungen nach Operation und Boxenruhe, um den Organismus, das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte zu stärken und den Muskelabbau zu minimieren.

Ebenfalls lassen sich Behandlungen von Atemwegserkrankungen sowie Problemen der Muskulatur und des Bewegungsapparates oder Probleme des Verdauungsapparates wie Magen- und Darmerkrankungen intensiv unterstützen.

Den erfolgreichen equimag Impuls gibt es aber nicht nur für Pferdehalter, sondern auch für die Besitzer von Hunde, Katzen und anderer Kleintiere:

Die Ausführung equimag expert Kleintier-Set mit dem 70 x 90 cm großen Decken-Applikator und dem optional zusätzlich verfügbaren equimag expert Intensivstab für ein großes Handlungsfeld mit der bewährten equimag Technologie.

equimag Magnetfeldtherapie-Sets helfen ...

... durch unterstützendes Einwirken

... durch regulierendes Einwirken

... durch prophylaktische Gesunderhaltung

... durch Aktivieren des Immunsystems und der Selbstheilungskräfte



Vorteile der equimag Magnetfeldtherapie

- Sowohl equimag expert als auch equimag compact berücksichtigen den neuesten Stand wissenschaftlicher Forschungen und modernster Technik
- Das Schwingungsmuster ist speziell für Pferde und Kleintiere angepasst
- Programme und Impulse des Steuergerätes decken alle Anforderungen der Einsatzgebiete ab.

- Das einzigartige Spulensystem – von equimag entwickelt – baut ein weitgehend homogenes Magnetfeld im Bereich der Erdmagnetfeld-Stärke auf
- Einfache Handhabung und extrem geringes Gewicht
- Verwendung von besonders pferdefreundlichen Materialien – atmungsaktiv und robust

- Durch das außergewöhnliche Deckenformat geeignet für alle Pferdegrößen: vom Pony bis zum Shirehorse – alle Muskelpartien werden erreicht
- Die Applikatoren sind besonders anschmiegsam – hoher Tragekomfort; beim Falten und Rollen besteht keine Gefahr der Beschädigung
- Die equimag Steuergeräte sind super leicht (310 g) und durch aufladbare Akkus von der Netzsteckdose unabhängig

Kauf direkt beim Hersteller bedeutet:

- die equimag 2 + 1 Garantie
- kostenlose Anwenderberatung
- erstklassigen Service
- Qualität hergestellt mit ❤️ in Germany



equimag GmbH

Riedstr. 2 | 64295 Darmstadt

+49 (0)6151 307 67 47

www.equimag.shop | www.equimag.de