


HAYGAIN®

ANLEITUNG: THERMOMETER ERSETZEN

FÜR HAYGAIN-MODELLE HG ONE,
HG 600, HG 2000 & HG 2002





ÜBERSICHT DES THERMOMETERS:

VORDERSEITE DES THERMOMETERS
(VON DER OBERSEITE DES DECKELS
AUS ZU SEHEN)



UNTERSEITE DES THERMOMETERS
(SICHTBAR AUF DER INNENSEITE
DES DECKELS)




BENÖTIGTES WERKZEUG:




ALTES THERMOMETER ENTFERNEN:

- 1 Lockern Sie die Mutter auf der Unterseite des Deckels mit dem 32 mm Steckschlüssel.



- 2 Um die Mutter von dem Gewinde zu entfernen, drehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn. Anschließend nehmen Sie die Unterlegscheibe ab.





- 2 Schieben Sie das Thermometer von Innen aus dem Deckel heraus.

ACHTUNG ! HALTEN SIE DAS THERMOMETER BEIM HERAUSCHIEBEN VON DER AUßENSEITE FEST.





NEUES THERMOMETER EINSETZEN:

- 1 Entfernen Sie Mutter und Unterlegscheibe vom neuen Thermometer. Stecken Sie das neue Thermometer in den Deckel. Die Nadel zeigt dabei nach innen.



- 2 Stecken Sie die Unterlegscheibe auf die Nadel des Thermometers, die sich in der Deckelunterseite befindet. Anschließend stecken Sie die Mutter ebenfalls auf und drehen diese im Uhrzeigersinn an.



- 3** Stellen Sie sicher, dass die Anzeige des Thermometers gerade ist. Schrauben Sie die Mutter mit dem 32 mm Steckschlüssel fest.

